

BoSoft

Verlegeanleitung für Gummifliesen

1. Legen Sie die Gummifliesen 24 Stunden vor der Verlegung auf eine ebene Fläche, damit sie ihre ursprüngliche Form und Größe annehmen.

2. Für eine fachgerechte Verlegung sollten die Gummifliesen auf einer ebenen Fläche verlegt werden, um Unebenheiten im Boden zu vermeiden.



3. An den Rändern der Fläche müssen einige Gummifliesen zugeschnitten werden. Vor dem Zuschneiden ist es wichtig, die benötigten Maße genau zu ermitteln.



4. Nutzen Sie beim Verlegen das Verbindungssystem, um die Gummifliesen einfach miteinander zu verbinden.

5. Am Ende der Verlegung passen die letzten Fliesen möglicherweise nicht genau in den Rahmen. Schneiden Sie sie bei Bedarf auf die richtige Größe zu. Geben Sie beim Ausmessen etwa 0,5 cm hinzu, damit die Fliesen fest im Rahmen sitzen.





BoFloor.nl

Böden, Böden und Böden

Mehrlagige klebrige
antibakterielle
Dekontaminationsmatten

Verwendungszweck:

Entfernung von Schmutz und bakterieller Kontamination von den Rädern medizinischer Geräte und von Schuhsohlen an den Eingängen zu Bereichen mit hohen Anforderungen an die Umgebungsreinheit.

Vorgesehene Anwender:

Personal von Krankenhäusern (medizinischen Einrichtungen), sowohl Laien als auch medizinisches Fachpersonal.

Vorsicht:

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaates, in dem Sie als Anwender niedergelassen sind.

Lagerung:

Lagern Sie die Matten horizontal auf der größten Fläche des Kartons. Vor Feuchtigkeit schützen. Dunkel und trocken lagern, idealerweise bei einer Temperatur von 15-25 °C.

Haltbarkeit des Produkts:

15 Jahre ab Herstellungsdatum (auf dem Etikett angegeben).

Zum einmaligen Gebrauch:

Die wiederholte Verwendung des Produkts birgt das Risiko einer Infektion des Anwenders, einer verminderten Prävention von mit der Gesundheitsversorgung verbundenen Infektionen und/oder einer Verringerung der Wirksamkeit des Produkts.

Entsorgung:

Verschmutzte Matten sind gemäß den geltenden Vorschriften als kontaminiertes medizinisches Material zu entsorgen.

Weitere Informationen?

Möchten Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte? Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer (+31)045-5322277 oder senden Sie eine E-Mail an info@bofloor.biz.